

動・静脈用カテーテル

マウス・ラット用

マウスやラット用のカテーテルセットです。カテーテル、port plug、luer hub が含まれています。頸動・静脈用、大腿動・静脈用、硬腔・髄腔内用等、各種取り揃えております。

頸動・静脈用カテーテル



マウス・ラットの頸動脈(Carotid Artery)、静脈(Jugular Vein)用のカテーテルセットです。カテーテルのポート(Catheter port)、本体(Catheter body)のチューブはポリエチレン製、血管内挿入部(Intravascular tippet)はシリコンゴムチューブとなっています。port plug (23G)、luer hub (23G)が含まれています。

仕様:

| 名称 | ラット用 | | マウス用 | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Carotid Artery | Jugular Vein | Carotid Artery | Jugular Vein |
| 型式 | R-CAC | R-JVC | M-CAC | M-JVC |
| Catheter port | 0.023" ID x 0.038" OD 約 25mm 長 | 0.023" ID x 0.038" OD 約 25mm 長 | 0.023" ID x 0.038" OD 約 15mm 長 | 0.023" ID x 0.038" OD 約 15mm 長 |
| Catheter body | 0.011" ID x 0.024" OD 約 65mm 長 | 0.011" ID x 0.024" OD 約 65mm 長 | 0.011" ID x 0.024" OD 約 25mm 長 | 0.011" ID x 0.024" OD 約 25mm 長 |
| Intravascular tippet | 0.012" ID x 0.025" OD 約 32mm 長 | 0.012" ID x 0.025" OD 約 26mm 長 | 0.012" ID x 0.025" OD 約 13mm 長 | 0.011" ID x 0.024" OD 約 13mm 長 |
| 入数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 販売価格 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 皮下挿入用ディスク付タイプ | | | | |
| 型式 | R-CAC-RD | R-JVC-RD | M-CAC-RD | M-JVC-RD |
| 販売価格(入数) | ¥19,000(10) | ¥19,000(10) | ¥19,000(10) | ¥19,000(10) |

硬腔、髄腔内用カテーテル



ラットの硬腔、髄腔内挿入用のカテーテルセットです。カテーテルはポリエチレン製で、挿入のガイド用ステンレスワイヤー(テフロンコート)、ステンレスの port plug (27G)や、luer hub (27G)が含まれています。

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 名称 | Intrathecal Catheter |
| 型式 | R-ITC |
| Catheter port | 0.014" ID x 0.033" OD 50mm 長 |
| Intrathecal portion | 0.005" ID x 0.010" OD 95mm 長 |

| | |
|------|---------|
| 入数 | 10 |
| 販売価格 | ¥29,000 |

大腿動・静脈用カテーテル

マウス・ラットの大腿動脈(Femoral Artery)、静脈(Femoral Vein)兼用のカテーテルセットです。カテーテルのポート(Catheter port)、本体(Catheter body)のチューブはポリエチレン製、血管内挿入部(Intravascular tippet)はポリエチレン部分とシリコンゴムチューブとなっています。port plug (23G)、luer hub (23G)が含まれています。



仕様:

| 名称 | ラット用 | | | マウス用 |
|----------------------|--|--|--|---|
| | Femoral Artery /Femoral Vein (Small) | Femoral Artery /Femoral Vein (Medium) | Femoral Artery /Femoral Vein (Large) | Femoral Artery /Femoral Vein |
| 型式 | R-FAC/FVC-SM | R-FAC/FVC-MED | R-FAC/FVC-LRG | M-FAC/FVC |
| サイズ | 体重 200g 以下 | 体重 200~325g | 体重 325g 以上 | |
| Catheter port | 0.023" ID x 0.038" OD 約 25mm 長 | 0.023" ID x 0.038" OD 約 25mm 長 | 0.023" ID x 0.038" OD 約 25mm 長 | 0.023" ID x 0.038" OD 約 15mm 長 |
| Catheter body | 0.023" ID x 0.038" OD 約 130mm 長 | 0.023" ID x 0.038" OD 約 150mm 長 | 0.023" ID x 0.038" OD 約 170mm 長 | 0.011" ID x 0.024" OD 約 50mm 長 |
| Intravascular tippet | Polyethylene 0.011" ID x 0.024" OD Silicon rubber 0.012" ID x 0.025" OD 約 38mm 長 | Polyethylene 0.011" ID x 0.024" OD Silicon rubber 0.012" ID x 0.025" OD 約 38mm 長 | Polyethylene 0.011" ID x 0.024" OD Silicon rubber 0.012" ID x 0.025" OD 約 38mm 長 | Silicon rubber 0.011" ID x 0.024" OD 約 12mm 長 |
| 入数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 販売価格 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| 皮下挿入用ディスク付タイプ | | | | |
| 型式 | R-FAC/FVC-SM-RD | R-FAC/FVC-MED-RD | R-FAC/FVC-LRG-RD | - |
| 販売価格(入数) | ¥25,000(10) | ¥25,000(10) | ¥25,000(10) | - |

アクセサリ



| サイズ | Port plug | | Luer hub | |
|------|--|--|--|--|
| | 23G | 27G | 23G | 27G |
| 型式 | 23-PP | 27-PP | 23-LH | 23-LH |
| | 23 ga. (0.025" diameter) stainless steel wire 0.5" 長 | 27 ga. (0.016" diameter) stainless steel wire 0.5" 長 | 23 ga. (0.025" diameter) blunted stainless steel needle with a plastic hub | 27 ga. (0.016" diameter) blunted stainless steel needle with a plastic hub |
| 入数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 販売価格 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |

23G 用チューブジョイントパイプ

| | |
|----|------------------------------|
| 名称 | 23 ga. Connector Tube |
| 型式 | 23-CON |
| | 23 ga. (0.025" OD) 0.5" 長 |

| | |
|------|--------|
| 入数 | 10 |
| 販売価格 | ¥3,000 |

 <http://www.neuro-s.co.jp>
NEUROSCIENCE, INC.

株式会社 ニューロサイエンス

本社 ■ 〒113-0033 東京都文京区本郷3-13-3 sales@neuro-s.co.jp
TEL. 03-5840-5531 FAX. 03-5689-5350
大阪営業所 ■ 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-19-10 新大阪エクセルビル503
TEL. 06-6391-8841 FAX. 06-6391-8859

代理店: