





実験動物慢性的血管狭窄用

アメロイドコンストリクター

アメロイドコンストリクターは、プラスチック製、または金属製のリングの内側にドーナツ状カゼインコアのある閉鎖具です。血管周囲に装着後、体液を徐々に吸収し、カゼインコアが膨張することにより、中心の穴が狭くなり、ゆっくりと血管を閉塞させます。カゼインが円柱状でリングのない Suture style もあります。



特徴

- ◆小動物から大動物まで利用できます。
- ◆心筋虚血モデル等の狭窄モデル実験に使用することができます。
- ◆門脈シャント実験に使用することができます。
- ◆特注サイズも整作可能です。(10個以上より)




製品サイズ一覧


SS 製リング



樹脂製リング MRI 対応



チタニウム製リング MRI 対応



モデル	型式 & 仕様	A-Lumen	B-Gap	C-Cuff	D-Length
ステンレス	MC-0.50-SS	0.5mm	0.5mm	3.25mm	1.28mm
	MC-0.75-SS	0.75mm	0.5mm	3.25mm	1.28mm
	MC-1.00-SS	1.00mm	0.6mm	3.25mm	1.28mm
	MC-1.25-SS	1.25mm	0.60mm	3.25mm	1.28mm

ステンレス	CRO-1.50-SS	1.5mm	0.60mm	8.00mm	4.50mm
	CRO-1.75-SS	1.75mm	0.60mm	8.00mm	4.50mm
	CRO-2.00-SS	2.00mm	0.60mm	8.00mm	4.50mm
	CRO-2.25-SS	2.25mm	0.80mm	8.00mm	4.50mm
	CRO-2.50-SS	2.50mm	0.80mm	8.00mm	4.50mm
	CRO-2.75-SS	2.75mm	1.00mm	8.00mm	4.50mm
	CRO-3.00-SS	3.00mm	1.00mm	9.50mm	5.00mm
	CRO-3.50-SS	3.50mm	1.30mm	9.50mm	5.00mm
CRO-4.00-SS	4.00mm	1.30mm	9.50mm	5.00mm	

ステンレス	SP-1.00-SS	100mm	0.60mm	6.30mm	3.50mm
	SP-1.25-SS	1.25mm	0.60mm	6.30mm	3.50mm
	SP-1.50-SS	1.50mm	0.60mm	6.30mm	3.50mm
	SP-1.75-SS	1.75mm	0.60mm	6.30mm	3.50mm
	SP-1.90-SS	1.90mm	0.60mm	6.30mm	3.50mm
	SP-2.00-SS	2.00mm	0.60mm	6.30mm	3.50mm
	SP-2.40-SS	2.40mm	1.00mm	8.00mm	4.50mm

プラスチック	MRI-2.00-PL	2.00mm	0.60mm	8.00mm	5.00mm
	MRI-2.25-PL	2.25mm	0.80mm	8.00mm	5.00mm
	MRI-2.50-PL	2.50mm	0.80mm	9.50mm	5.00mm
	MRI-2.75-PL	2.75mm	1.00mm	11.1mm	5.50mm
	MRI-3.00-PL	3.00mm	1.00mm	11.1mm	5.50mm
	MRI-3.50-PL	3.50mm	1.30mm	12.5mm	5.50mm
	MRI-4.00-PL	4.00mm	1.30mm	12.5mm	5.50mm
	MRI-4.50-PL	4.50mm	1.60mm	14.3mm	6.00mm
MRI-5.00-PL	5.00mm	1.60mm	14.3mm	6.00mm	

チタン	MRI-1.50-TI	1.5mm	0.60mm	8.00mm	4.50mm
	MRI-1.75-TI	1.75mm	0.60mm	8.00mm	4.50mm
	MRI-2.00-TI	2.00mm	0.60mm	8.00mm	4.50mm
	MRI-2.25-TI	2.25mm	0.80mm	8.00mm	4.50mm
	MRI-2.50-TI	2.50mm	0.80mm	8.00mm	4.50mm
	MRI-2.75-TI	2.75mm	1.00mm	8.00mm	4.50mm
	MRI-3.00-TI	3.00mm	1.00mm	9.50mm	5.00mm
	MRI-3.50-TI	3.50mm	1.30mm	9.50mm	5.00mm
MRI-4.00-TI	4.00mm	1.30mm	9.50mm	5.00mm	



株式会社 ニューロサイエンス

本社 ■ 〒113-0033 東京都文京区本郷3-13-3 sales@neuro-s.co.jp
 TEL. 03-5840-5531 FAX. 03-5689-5350
 大阪営業所 ■ 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-19-10 新大阪エクセルビル503
 TEL. 06-6391-8841 FAX. 06-6391-8859