


# マウス・ラット用ブレインスライサー



RWD ブレインスライサー(BrainMatrix)は、堅牢なステンレススチールで製造されていますので冷却環境、オートクレーブにも対応いたします。従来のアクリル樹脂にくらべ長期にご使用頂けます。レーザーカッティングされたスリットは、0.5・1.0 mm 幅の精度が高く、マウス、またはラットの新鮮脳、固定された脳の簡易セクションングを実現しました。Coronal【コロナル・冠状面】カッティング、またSagital【サジタル・矢状面】カッティングがあり、Coronal カッティングでは左・右脳を分割できる中間スリットラインを持っています。マウス用ブレインスライサーは、ラット新生児脳に対応します。



Brain Matrix-Rat

BrainMatrix,Mouse

Cat No.	Price	Product Description	Thin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Depth (mm)
68707	¥55,000	Brain Matrix-Mouse (40-75g) Coronal	1.00	3.18	11.10	8.73	19.10	12.50	7.40
68708		Brain Matrix-Mouse (40-75g) Sagittal	1.00	3.18	11.10	8.73	19.10	12.50	7.40
68709		Brain Matrix-Rat (175-300g) Coronal	1.00	4.76	15.90	12.70	36.60	24.50	7.61
68710		Brain Matrix-Rat (175-300g) Sagittal	1.00	4.76	15.90	12.70	36.60	24.50	7.61
68711		Brain Matrix-Rat (300-600g) Coronal	1.00	4.76	19.80	14.70	36.60	25.70	10.91
68712		Brain Matrix-Rat (300-600g) Sagittal	1.00	4.76	19.80	14.70	36.60	25.70	10.91
68713	¥58,000	Brain Matrix-Mouse (40-75g) Coronal	0.50	3.18	11.10	8.73	19.10	12.50	7.40
68714		Brain Matrix-Mouse (40-75g) Sagittal	0.50	3.18	11.10	8.73	19.10	12.50	7.40
68715		Brain Matrix-Rat (175-300g) Coronal	0.50	4.76	15.90	12.70	36.60	24.50	7.61
68716		Brain Matrix-Rat (175-300g) Sagittal	0.50	4.76	15.90	12.70	36.60	24.50	7.61
68717		Brain Matrix-Rat (300-600g) Coronal	0.50	4.76	19.80	14.70	36.60	25.70	10.91
68718		Brain Matrix-Rat (300-600g) Sagittal	0.50	4.76	19.80	14.70	36.60	25.70	10.91
68799		Brain Matrix Razor Blade 118Lx19Wx0.228D mm	0.50	4.76	19.80	14.70	36.60	25.70	10.91

日本総代理店



株式会社 ニューロサイエンス

本社 ■ 〒113-0033 東京都文京区本郷3-13-3 sales@neuro-s.co.jp  
TEL. 03-5840-5531 FAX. 03-5689-5350  
大阪営業所 ■ 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-19-10 新大阪エクセルビル503  
TEL. 06-6391-8841 FAX. 06-6391-8859

販売代理店

