


# マウス・ラット用ブレインスライサー




RWD ブレインスライサー(BrainMatrix)は、堅牢なステンレススチールで製造されていますので冷却環境、オートクレーブにも対応いたします。従来のアクリル樹脂にくらべ長期にご使用頂けます。レーザーカッティングされたスリットは、0.5・1.0 mm 幅の精度が高く、マウス、またはラットの新鮮脳、固定された脳の簡易セクションングを実現しました。Coronal【コロナル・冠状面】カッティング、また

Sagittal【サジタル・矢状面】カッティングがあり、Coronalカッティングでは左・右脳を分割できる中間スリットラインを持っています。

マウス用ブレインスライサーは、ラット新生児脳に対応します。



Brain Matrix-Rat



BrainMatrix,Mouse

Cat No.	Price	Product Description	Thin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Depth (mm)
68707	¥60,000	Brain Matrix-Mouse (20-75g) Coronal	1.00	3.18	11.1	8.73	19.1	12.5	7.4
68708		Brain Matrix-Mouse (20-75g) Sagittal	1.00	3.18	11.1	8.73	19.1	12.5	7.4
68709		Brain Matrix-Rat (175-300g) Coronal	1.00	4.76	17.9	14.7	36.6	27.35	8.94
68710		Brain Matrix-Rat (175-300g) Sagittal	1.00	4.76	17.9	14.7	36.6	27.35	8.94
68711		Brain Matrix-Rat (300-600g) Coronal	1.00	4.76	19.8	14.7	36.6	25.7	10.91
68712		Brain Matrix-Rat (300-600g) Sagittal	1.00	4.76	19.80	14.7	36.6	25.7	10.91
68713	¥89,000	Brain Matrix-Mouse (20-75g) Coronal	0.50	3.18	11.1	8.73	19.1	12.5	7.4
68714		Brain Matrix-Mouse (20-75g) Sagittal	0.50	3.18	11.1	8.73	19.1	12.5	7.4
68715		Brain Matrix-Rat (175-300g) Coronal	0.50	4.76	17.9	14.7	36.6	27.35	8.94
68716		Brain Matrix-Rat (175-300g) Sagittal	0.50	4.76	17.9	14.7	36.6	27.35	8.94
68717		Brain Matrix-Rat (300-600g) Coronal	0.50	4.76	19.8	14.7	36.6	25.7	10.91
68718		Brain Matrix-Rat (300-600g) Sagittal	0.50	4.76	19.8	14.7	36.6	25.7	10.91
68719	¥89,000	Heart Matrix-Mouse (20-75g) Coronal	1.00	8.3	12.7				4.8
68720	¥89,000	Heart Matrix-Rat (175-400g) Sagittal	1.00	12.7	19.9				9.6
68721	¥89,000	Heart Matrix-Mouse (20-75g) Coronal	0.5	8.3	12.7				4.8
68722	¥91,000	Heart Matrix-Rat (175-400g) Sagittal	0.5	12.7	19.9				9.6