

ソーシャルケージ(マウス用)

3-chambered social test cage

ソーシャルケージ(マウス用)は、3室のコンパートメントに仕切られ、各々には手動シャッター付のドアが用意されています。本器には円筒グリッド室が2個付属され、左右、または片側に配置します。対象マウスを中央のコンパートメントに入れ、目視、または、ビデオトラッキングシステムで3室のコンパートメントの滞留時間、また、ビデオトラッキングシステムとの併用で、反応潜時、コンタクト回数などが定量的に計測できます。円筒グリッド室は測定動物に応じて、白、黒、グレーからご選択下さい。



ITEM	DESCRIPTION
60450	Sociability Cage w/2 'Stranger' Enclosures, Gray, Mouse
60451	Addtl 'Stranger' Enclosures (wire cages), set/2, gray, Mouse
60452	Addtl 'Stranger' Enclosures (wire cages), set/2, white, Mouse

日本代理店

 <http://www.neuro-s.co.jp>
NEUROSCIENCE, INC.®

株式会社 ニューロサイエンス

本社 ■〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目11-6 sales@neuro-s.co.jp
2-11-6, HONGO, BUNKYO-KU, TOKYO 113-0033, JAPAN
TEL. 03-5840-5531 FAX. 03-5689-5350
大阪営業所 ■〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-19-10 新大阪エクセルビル503
TEL. 06-6391-8841 FAX. 06-6391-8859

取扱店