


VonFrey フィラメントセット

514000-20C



HARBREAVES 法による抑制されない動物の足底へ刺激を与えることにより痛覚の反応を視認するためのキットです。

20 種類のフィラメントがワンセットになっています。

■ 定価¥110,000-

Monofilament Size	Target Force (Grams)
1.65	0.008
2.36	0.02
2.44	0.04
2.83	0.07
3.22	0.16
3.61	0.4
3.84	0.6
4.08	1
4.17	1.4
4.31	2
4.56	4
4.74	6
4.93	8
5.07	10
5.18	15
5.46	26
5.88	60
6.10	100
6.45	180
6.65	300

代理店